



## Standardisierung der Blutdruckmanschetten mit der Welch Allyn FlexiPort™ Technologie

Jetzt ist die Standardisierung Realität.

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

# Eine Manschette für alle Pflegebereiche

## Die Standardisierung ist jetzt Realität mit den Welch Allyn FlexiPort™ Blutdruckmanschetten

Wenn Sie Ihre Einrichtung auf die Welch Allyn FlexiPort Manschetten umstellen, können Sie damit fast alle Pflegebereiche versorgen. Rüsten Sie einfach alle Blutdruckmessgeräte mit FlexiPort Anschlüssen aus, teilen Sie den Patienten bei der Aufnahme ihre persönliche Manschette zu und klicken Sie den FlexiPort Anschluss direkt in die Blutdruckmanschette ein. Die Manschette kann nun den Patienten auf dem Weg durch die Klinik begleiten. Das ständige Wechseln von Anschlüssen und Schläuchen ist Vergangenheit.

### Wenn Sie auf die Welch Allyn FlexiPort-Manschetten umstellen:

- Jede Manschette kann als Ein- und Zweischlauchmanschette verwendet werden - Sie können sie somit fast überall und an fast jedem Gerät in Ihrer Einrichtung einsetzen
- Es sind bis zu 60% weniger Sachnummern zu verwalten: dies vereinfacht den Einkauf und reduziert die Lagerpositionen
- Viele verschiedene Größen stehen zur Verfügung, so dass es für jeden Patienten die passende Manschette gibt
- Es besteht ein wesentlich geringeres Infektionsrisiko, da der Patient nur mit seiner persönlichen Manschette in Berührung kommt
- Sie haben die Wahl zwischen Einmal- und wiederverwendbaren Manschetten
- Es gibt keine Verunsicherung mehr durch verschiedene Schläuche und Anschlüsse

## Wie kann FlexiPort Sie unterstützen?



### Ärzte und Pflegepersonal

Mit FlexiPort haben Sie stets die richtige Manschette zur Hand. Sie haben die passende Manschette schneller gefunden, angelegt und an das Gerät angeschlossen - und können sich daher intensiver Ihren Patienten widmen.



### Medizintechniker

Weniger Teile und ein einziger Anschluss für die Manschetten bedeuten ein zuverlässigeres System und weniger Beschwerden bzw. Rückfragen vom Klinikpersonal.



### Einkauf

Keine unterschiedlichen Schlauch- und Anschlussvarianten mehr, bis zu 60 % weniger Artikelnummern, weniger Lagerpositionen und eine sehr einfache Abwicklung der Bestellungen.



### Infektionskontrolle

Reduzieren Sie das Infektionsrisiko durch Verwendung einer Manschette, die den Patienten durch die gesamte Klinik begleitet - die Manschette passt an viele Geräte, gehört aber nur zu einem Patienten.



Mit FlexiPort können Sie eine einzige Manschette an alle kompatiblen elektronischen und manuellen Blutdruckmessgeräte anschließen, selbst wenn es sich nicht um Welch Allyn Produkte handelt.



## Warum FlexiPort?

Was derzeit als Standardisierung bezeichnet wird, umfasst eine verwirrende Vielzahl an Manschentypen, Schläuchen, Klemmen und Anschlüssen. Daraus ergibt sich ein hoher Lagerbestand, das Pflegepersonal wird verunsichert und falsche oder undichte Verbindungen können die Geräteleistungen beeinträchtigen. Mit der FlexiPort-Technologie profitieren Sie von einer Lösung mit nur einer Anschlussvariante: daraus resultieren weniger Sachnummern, keine Verunsicherung des Personals und optimale Geräteleistungen.





## 60 % weniger Artikelnummern

Durch Standardisierung auf die Welch Allyn FlexiPort Blutdruckmanschetten ist die Bestellung und Lagerhaltung von Blutdruckmanschetten so einfach wie nie zuvor. Kaufen Sie FlexiPort Manschetten ohne Schläuche und Anschlüsse und in Ihrer Einrichtung hält die Standardisierung Einzug.



## 3 einfache Schritte zur Standardisierung

### Schritt 1

Rüsten Sie alle Blutdruckmessgeräte mit FlexiPort Anschlüssen aus.



### Schritt 2

Wählen Sie den Manschetten-Typ.

Soft Einmal      Wiederverwendbar



### Schritt 3

Wählen Sie die richtige Manschettengröße.



Größe	Armumfang	Soft Einmal	Wiederverwendbar
Kleinkind, klein (6)	7-10 cm	SOFT-06	REUSE-06
Kleinkind (7)	9-13 cm	SOFT-07	REUSE-07
Kind, klein (8)	12-16 cm	SOFT-08	REUSE-08
Kind (9)	15-21 cm	SOFT-09	REUSE-09
Erwachsener, klein (10)	20-26 cm	SOFT-10	REUSE-10
Erwachsener (11)	25-34 cm	SOFT-11	REUSE-11
Erwachsener, lang (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	REUSE-11L
Erwachsener, groß (12)	32-43 cm	SOFT-12	REUSE-12
Erwachsener, groß, lang (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	REUSE-12L
Oberschenkel (13)	40-55 cm	SOFT-13	REUSE-13

Die obigen Sachnummern bezeichnen Manschettentypen ohne Schlauch und Anschluss. Ein komplette Auflistung erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner vor Ort.

### Weiche Einmal-Manschette für Neugeborene\* mit Luer-Anschluss

Größe	Armumfang	Einschlauch (10er-Pkg.)	Zweischlauch (10er-Pkg.)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-Pack	je 1	5082-241-9	5082-241-10

\*Neugeborenenmanschetten verfügen nicht über die FlexiPort-Technologie

Weitere Informationen darüber, wie Ihre Einrichtung von den FlexiPort-Manschetten profitieren kann, erhalten Sie von Ihrem Welch Allyn Vertriebspartner vor Ort oder besuchen Sie uns im Internet unter [www.welchallyn.com/flexiport](http://www.welchallyn.com/flexiport)

Welch Allyn GmbH & Co. KG,  
Zollerstrasse 2-4, D - 72417 Jungingen, Deutschland  
Tel. 07477-9271-0 Fax. 07477-9271-90  
info@welchallyn.de www.welchallyn.de

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™