



Welch Allyn FlexiPort™

Blodtryksmanchetter – til Én-patients brug

Standardisering i et snuptag

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Let at bestille. Let at bruge. Ny standardisering.

Welch Allyn FlexiPort™ Én-patients-blodtryksmanchetter

Standardisering i et snuoptag

Welch Allyn's bekvemme, komfortable og prisgunstige én-patients-blodtryksmanchetter er det bedste valg til hospitaler og klinikker, der har fokus på infektionskontrol.

Welch Allyn kan tilbyde stort set enhver type manchet, som en institution kan få brug for. På grund af vores patenterede FlexiPort kobling/port, kan vi tilbyde en mere enkel lagerstyring end nogen anden manchetterleverandør.

Med FlexiPort én-patients-manchetter er det let at flytte patienter fra rum til rum, etage til etage og fra afdeling til afdeling. Tildel blot én manchet til patienten, når han/hun ankommer til hospitalet, udstyr alle blodtryksapparater/monitører med FlexiPort koblinger og tilslut patientens manchet til apparatet.

Når man standardiserer til Welch Allyn FlexiPort én-patients-blodtryksmanchetter

- Kan hver manchet bruges som en- eller toslange-manchet
- Reduceres antallet af varenumre med op til 60 %, hvorved bestilling og lagerstyring forenkles
- Får man alle manchetterstørrelser, der er brug for – fra den mindste neonatale* til lårmanchetter
- Reducerer man risikoen for krydskontaminering

*Neonatale manchetter er ikke FlexiPort kompatible



Patenteret FlexiPort™ teknologi tillader én manchet på en hvilken som helst afdeling.

Forskellen ved én-patients brug

Ved at gå over til én-patients manchetter reduceres risikoen for krydskontaminering og relaterede infektioner signifikant.

Flergangs blodtryksmanchetter kan bære bakterier som *Klebsiella pneumoniae*, *Scabies crustosa*, *E. cloacae* og *Staphylococcus aureus* - potentielt dødelige bakterier for såvel spædbørn som voksne.

Blodtryksmanchetter, der genbruges flere gange, er en primær bærer af MRSA, som er ansvarlig for 12% af alle hospitalsrelaterede infektioner i USA.



Hvad er FlexiPort?

FlexiPort er én kobling/port, som forbinder apparatet med manchetten – med en eller to slanger.



Rotérbar port mindsker belastningen af port og manchetslanger - patientkomfort og manchetholdbarhed øges



Farvekodet for hurtig, præcis udvælgelse af den korrekte manchetsstørrelse

Opfylder alle de seneste kliniske retningslinier for korrekt tilpasning fra AAMI* og AHA**

AAMI* = Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
AHA** = American Heart Association

Ingen syede sømme, der kan skære/rive.

Blødt, latexfrit materiale minimerer risikoen for allergiske reaktioner og sikrer patientkomfort

Unik mulighed for at til- og frakoble slanger samt mulighed for at ændre fra én til to-slange-manchetter

Reducér antallet af varenumre med 60%



Den eneste standardiseringsløsning

Med FlexiPort er Welch Allyn den eneste leverandør, der tilbyder en reel manchetstandardisering til jeres klinik/hospital. FlexiPort én-patients manchetter gør det lettere for plejepersonalet at identificere og bruge den rigtige manchet, den standardiserer og letter også lagerstyringen med op til 60 %.

Kontakt din lokale Welch Allyn forhandler for flere oplysninger om forenkling af jeres manchet-lagerstyring.

| | | 1. mulighed | 2. mulighed | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| | | Påsat relevant kobling/port direkte på slangen til dit blodtryksapparat/monitor. | Køb FlexiPort manchetter med slanger og konnektorer, der passer til jeres blodtryksapparater/monitor uden at foretage ændringer. | | | | | | | |
| | | Ingen slanger eller konnektorer påkrævet | En slange | | | | To slanger | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Størrelse/Antal (20 manchetter pr. kasse) | Overarm omkreds | FlexiPort | Skrue | Tre-funktion | Lås | Bajonet | Skrue | Låse | Tre-funktion og tom slange | Oppustnings-system |
| Spædbarn, lille (6) | 7-10 cm | SOFT-06 | SOFT-06-1SC | SOFT-06-1TPE | SOFT-06-1MQ | SOFT-06-1HP | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spædbarn (7) | 9-13 cm | SOFT-07 | SOFT-07-1SC | SOFT-07-1TPE | SOFT-07-1MQ | SOFT-07-1HP | SOFT-07-2SC | SOFT-07-2MQ | SOFT-07-2TPE | SOFT-07-2BV |
| Barn, lille (8) | 12-16 cm | SOFT-08 | SOFT-08-1SC | SOFT-08-1TPE | SOFT-08-1MQ | SOFT-08-1HP | SOFT-08-2SC | SOFT-08-2MQ | SOFT-08-2TPE | SOFT-08-2BV |
| Barn (9) | 15-21 cm | SOFT-09 | SOFT-09-1SC | SOFT-09-1TPE | SOFT-09-1MQ | SOFT-09-1HP | SOFT-09-2SC | SOFT-09-2MQ | SOFT-09-2TPE | SOFT-09-2BV |
| Voksen, lille (10) | 20-26 cm | SOFT-10 | SOFT-10-1SC | SOFT-10-1TPE | SOFT-10-1MQ | SOFT-10-1HP | SOFT-10-2SC | SOFT-10-2MQ | SOFT-10-2TPE | SOFT-10-2BV |
| Voksen (11) | 25-34 cm | SOFT-11 | SOFT-11-1SC | SOFT-11-1TPE | SOFT-11-1MQ | SOFT-11-1HP | SOFT-11-2SC | SOFT-11-2MQ | SOFT-11-2TPE | SOFT-11-2BV |
| Voksen, lang (11L) | 25-34 cm | SOFT-11L | SOFT-11L-1SC | SOFT-11L-1TPE | SOFT-11L-1MQ | SOFT-11L-1HP | SOFT-11L-2SC | SOFT-11L-2MQ | SOFT-11L-2TPE | SOFT-11L-2BV |
| Voksen, stor (12) | 32-43 cm | SOFT-12 | SOFT-12-1SC | SOFT-12-1TPE | SOFT-12-1MQ | SOFT-12-1HP | SOFT-12-2SC | SOFT-12-2MQ | SOFT-12-2TPE | SOFT-12-2BV |
| Voksen, stor - lang (12L) | 32-43 cm | SOFT-12L | SOFT-12L-1SC | SOFT-12L-1TPE | SOFT-12L-1MQ | SOFT-12L-1HP | SOFT-12L-2SC | SOFT-12L-2MQ | SOFT-12L-2TPE | SOFT-12L-2BV |
| Lår (13) | 40-55 cm | SOFT-13 | SOFT-13-1SC | SOFT-13-1TPE | SOFT-13-1MQ | SOFT-13-1HP | SOFT-13-2SC | SOFT-13-2MQ | SOFT-13-2TPE | SOFT-13-2BV |

* Ønskes han konnektor – erstat "MQ" med "MF" på varenumrene.

Gennemfør en reel standardisering på jeres klinik/hospital, og herefter får du ingen bekymringer om slanger og konnektorer.

- 1) Udstyr alle blodtryksapparater/monitører med FlexiPort koblinger
- 2) Tildel patienterne én enkelt manchet, når de indlægges på hospitalet
- 3) Benyt jer af den enestående mulighed for at forbinde patienternes manchetter direkte til alle blodtryksapparater/monitører — rum til rum, etage til etage og afdeling til afdeling

Bløde neonatale engangs-manchetter med hanstik

| Størrelse | Længde | En slange (10 stk. pakning) | To slanger (10 stk. pakning) |
|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| NEO 1 | 3.3-5.6 cm | 5082-101-1 | 5082-101-2 |
| NEO 2 | 4.2-7.1 cm | 5082-102-1 | 5082-102-2 |
| NEO 3 | 5.4-9.1 cm | 5082-103-1 | 5082-103-2 |
| NEO 4 | 6.9-11.7 cm | 5082-104-1 | 5082-104-2 |
| NEO 5 | 8.9-15.0 cm | 5082-105-1 | 5082-105-2 |
| Multipak | 1 af hver | 5082-241-9 | 5082-241-10 |

Kontakt din lokale Welch Allyn repræsentant eller besøg os online på www.welchallyn.com for at få flere oplysninger.

Welch Allyn European Customer Services,
Navan Business Park, Dublin Road, Co. Meath,
Republic of Ireland
Tel: 00 353 46 90 67790 Fax: 00 353 46 90 67754
www.welchallyn.com

Kivex
Usserød Kongevej 157 DK-2970 Hørsholm
Tel: 00 45 4517 0600 Fax: 00 45 4557 0188
e-mail: kivex@kivex.dk

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care™