



Welch Allyn FlexiPort™

Manguitos desechables para la presión arterial

Auténtica estandarización en un momento.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Fáciles de pedir. Fáciles de usar. Sencillamente fantásticos.

Manguitos desechables FlexiPort™ de Welch Allyn para la presión arterial

Auténtica estandarización en un momento.

Prácticos, cómodos y económicos, los manguitos desechables para la presión arterial Welch Allyn son la primera elección en aquellos hospitales y clínicas del mundo cuya prioridad es controlar las infecciones. La razón estriba en que podemos ofrecer prácticamente cualquier tipo de manguito necesario en una institución, contribuyendo a simplificar el inventario mejor que ningún otro proveedor de manguitos gracias a nuestra conexión patentada FlexiPort.

Usando los manguitos desechables FlexiPort, es fácil trasladar a los pacientes de una sala a otra, de un piso a otro, de un departamento a otro. Basta con asignar un manguito al paciente cuando ingresa en el hospital, equipar todos los aparatos con dispositivos FlexiPort y conectar el manguito del paciente al dispositivo.

Al estandarizar con manguitos desechables para la presión arterial Welch Allyn FlexiPort

- Se puede usar cada manguito como si fuera de uno o dos tubos
- El número de referencias se reduce hasta un 60%, lo que simplifica los pedidos y el inventario
- Se pueden obtener todos los tamaños de manguito necesarios – desde los más pequeños para neonatos* hasta manguitos de muslo
- Reducción del riesgo de contaminación cruzada

*Los manguitos para neonatos no son compatibles con FlexiPort



La tecnología patentada FlexiPort permite que un único manguito sea usado prácticamente en cualquier área de atención al paciente.

La diferencia del desechable

Al cambiar a manguitos desechables, se puede reducir en gran medida el riesgo de contaminación cruzada e infecciones derivadas.


Los manguitos reutilizables para la presión arterial pueden ser portadores de bacterias como *Klebsiella pneumoniae*, sarna noruega, *E. cloacae*, y *Staphylococcus aureus* – bacterias potencialmente mortales tanto para niños muy pequeños como para adultos.

Los manguitos para la presión arterial que se vuelven a usar muchas veces son un portador principal de SARM (*Staphylococcus Aureus* resistente a la meticilina), responsable del 12% de todas las enfermedades intrahospitalarias en los EE.UU.



¿Qué es FlexiPort?

FlexiPort es un sistema único de conexión entre equipos y manguitos que hace posible que cualquier manguito pueda ser utilizado tanto con uno o dos tubos.



Un puerto giratorio que reduce la tensión en el tubo del manguito y el mismo puerto, lo que mejora la comodidad del paciente y la duración del manguito



Gracias al código de colores por tamaño, es fácil encontrar el tamaño de manguito correcto.

Cumple todas las directrices clínicas más recientes sobre conexión correcta de la AAMI y de la AHA

No hay costuras que puedan rasgarse o desgastarse.
El material suave, sin látex minimiza el riesgo de reacciones alérgicas y asegura la comodidad del paciente

Característica única de conectar y desconectar tubos haciendo que un único manguito pueda ser de uno o dos tubos

Reduzca el Numero de Referencias en un 60%



2 Puertos

1 Puerto

La única solución real de estandarización

Con FlexiPort, Welch Allyn es la única compañía que ofrece una verdadera solución para estandarizar los manguitos en su centro. Al conectar los tubos al manguito, los manguitos desechables FlexiPort facilitan al personal sanitario el encontrar el manguito adecuado y además reducen el número de referencias en más de un 60%, simplificando inventarios y pedidos.

Si desea más información sobre cómo simplificar su inventario de manguitos con Welch Allyn, diríjase a su representante de ventas local de Welch Allyn

		Opción 1	Opción 2							
		Acople las conexiones de arriba directamente al tubo de su equipo.	Compre manguitos FlexiPort con tubos y conectores para acoplarlos a sus equipos para la presión arterial sin más cambios.							
		Acople las conexiones de arriba directamente al tubo de su equipo.	Un tubo				Dos tubos			
		No se necesitan conectores ni tubos								
Tamaño (20 manguitos/caja)	Rango	FlexiPort	Rosca	Triple funcionalidad	Cierre	Bayoneta	Rosca	Cierre	Triple funcionalidad y tubo vacío	Sistema de inflado
Recién nacido (6)	7-10 cm	SOFT-06	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Lactante (7)	9-13 cm	SOFT-07	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV
Niño pequeño (8)	12-16 cm	SOFT-08	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV
Niño (9)	15-21 cm	SOFT-09	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV
Adulto pequeño (10)	20-26 cm	SOFT-10	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV
Adulto (11)	25-34 cm	SOFT-11	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV
Adulto largo (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV
Adulto ancho (12)	32-43 cm	SOFT-12	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV
Adulto largo ancho (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV
Muslo (13)	40-55 cm	SOFT-13	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV

* Para un conector Cierre macho y uno hembra, modifique "MQ" a "MF" en los números de referencia.

Estandarice su centro y olvídense de tubos y conexiones

- 1) Equipe todos los equipos para la presión arterial con dispositivos FlexiPort
- 2) Asigne un manguito al paciente a su ingreso en el hospital
- 3) Haga uso de la capacidad única de acoplar los manguitos de los pacientes directamente a los equipos para la presión arterial – de una sala a otra, de una planta a otra, de un departamento a otro

Si desea más información, diríjase a su representante local de Welch Allyn o visítenos en www.welchallyn.com.

Welch Allyn Iberia
 General Varela 35, planta 2ª, oficina 10-11, 28020 Madrid, España,
 Tel: +34 91 2990376 Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.es

Manguitos neonatales desechables Soft con Luer Slips macho

Tamaño	Rango	Un tubo (caja 10)	Dos tubos (caja 10)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-Pack	1 de cada	5082-241-9	5082-241-10

* Los manguitos para neonatos no son compatibles con FlexiPort



Advancing Frontline Care™