



Welch Allynin kertakäyttöiset FlexiPort™ verenpainemansetit

Todellista yhdenmukaisuutta vaivattomasti.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Helppo tilata. Helppo käyttää. Yksinkertaisesti hämmästyttävä.

Welch Allynin kertakäyttöiset FlexiPort™-verenpainemansetit

Todellista yhdenmukaisuutta vaivattomasti.

Welch Allynin kertakäyttöiset verenpainemansetit ovat käteviä, miellyttäviä ja edullisia ja siksi paras valinta infektioiden hallintaan panostaville sairaaloille ja klinikoille kaikkialla maailmassa. Tämä johtuu patentoidusta FlexiPort-liitännästä, jonka ansiosta voimme tarjota lähes kaikentyyppisiä mansetteja erilaisiin tarpeisiin ja helpottaa varastonhallintaa enemmän kuin kukaan muu mansetinvalmistaja.

Kertakäyttöisiä FlexiPort-mansetteja käytettäessä potilaat on helppo siirtää huoneesta ja kerroksesta toiseen ja osastolta toiselle. Varaa potilaalle yksi mansetti, kun hän tulee sairaalaan, kiinnitä kaikkiin laitteisiin FlexiPort-liittimet ja liitä potilaan mansetti tarvittavaan laitteeseen.

Kun yhdenmukaistat järjestelmäsi Welch Allynin kertakäyttöisten FlexiPort-verenpainemansettien avulla

- jokaista mansettia voidaan käyttää yksi- tai kaksiletkuisena
- osanumeroiden määrä pienenee jopa 60 %, mikä helpottaa tilausten tekemistä ja varastonhallintaa
- käytettävissäsi on kaikki tarvittavat mansettikoot hyvin pienistä vastasyntyneiden* manseteista reisimansetteihin
- pienennät ristikontaminaation riskiä

*Vastasyntyneiden mansetit eivät ole FlexiPort-yhteensopivia



Patentoitu FlexiPort teknologia käytännöllisesti katsoen mahdollistaa yhden mansetin käytön kaikilla potilashoidon alueilla

Erilaista kertakäyttöisyyttä

Siirtymällä käyttämään kertakäyttöisiä mansetteja voit pienentää huomattavasti ristikontaminaation ja niihin liittyvien infektioiden riskiä.

Uudelleenkäytettävissä verenpainemanseteissa voi esiintyä esimerkiksi seuraavia bakteereja: Klebsiella pneumoniae, Norwegian scabies, E. cloacae ja Staphylococcus aureus. Nämä bakteerit voivat johtaa niin lasten kuin aikuistenkin kuolemaan.

Toistuvasti uudelleen käytettävät verenpainemansetit ovat ensisijaisia MRSA-bakteerin välittäjiä Yhdysvalloissa, jossa nämä bakteerit aiheuttavat 12 % kaikista sairaalainfektioista.



Mikä on FlexiPort?

FlexiPort kiinnitys mahdollistaa yhden pisteen kiinnityksen laitteen ja mansetin välillä riippumatta siitä, onko mansetti yksi- vai kaksiletkuinen



Kierrettävä portti vähentää mansetin letkuun ja porttiin kohdistuvaa rasitusta, mikä on potilaalle miellyttävämpää ja parantaa mansetin kestävyyttä



Värikoodien ansiosta juuri oikea mansettikoko löytyy nopeasti

AAMI:n ja AHA:n uusimpien soveltuvuutta koskevien kliinisten ohjeiden mukaisia

Ei repeileviä tai kuluvia ommeltuja saumoja.
Pehmeät, lateksittomat materiaalit minimoivat allergisten reaktioiden riskin ja ovat miellyttäviä potilaalle

Ainutlaatuinen mahdollisuus liittää letkut tekemällä yksi- ja kaksiletkuiset mansetit keskenään vaihtokelpoisiksi

Pienennä osanumeroiden määrää 60 %



Ainoa todellinen yhtenäistämiskäytäntö

FlexiPort-liittimen kehittänyt Welch Allyn on ainoa yritys, joka tarjoaa laitoksellesi todellisen mansettien yhtenäistämiskäytännön. Kiinnittämällä letku mansettiin, kertakäyttöinen FlexiPort mansetti ei ainoastaan tee hoitajalle helpommaksi löytää ja vaihtaa oikea mansetti, vaan se myös mahdollistaa tuotteiden määrän vähentämisen jopa 60%.

Lisätietoja siitä, miten Welch Allyn voi auttaa sinua helpottamaan mansettivarastosi hallintaa saat paikalliselta Welch Allynin myyntiedustajalta.

		Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2							
		Liitä yläpuolella olevia liittimiä nykyisiin letkuihisi	Osta FlexiPort-mansetteja sekä letkuja ja liittimiä, jotka voit liittää verenpaineen mittaussaitteisiisi tekemättä muutoksia.							
		Letkuja tai liittimiä ei tarvita	Yksi letku				Kaksi letkua			
Koko (20 mansettia / pkt)	Ympärys	FlexiPort	Ruuviiliitin	Kolmitoimiliitin	Lukittuva liitin	Pikaliiitin	Ruuviiliitin	Lukittuva liitin	Kolmitoimiliitin ja tyhjä letku	Täyttöjärjestelmä
Pieni imeväisten (6)	7-10 cm	SOFT-06	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Imeväisten (7)	9-13 cm	SOFT-07	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV
Pikkulasten (8)	12-16 cm	SOFT-08	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV
Lasten (9)	15-21 cm	SOFT-09	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV
Pieni aikuisten (10)	20-26 cm	SOFT-10	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV
Aikuisten (11)	25-34 cm	SOFT-11	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV
Pitkä aikuisten (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV
Suuri aikuisten (12)	32-43 cm	SOFT-12	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV
Suuri ja pitkä aikuisten (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV
Reiteen kiinnitettävä (13)	40-55 cm	SOFT-13	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV

* Saadaksesi Datex-yhteensopivat yhden uros ja yhden naaraslukkoliittimen, vaihda tuotenumero "MQ" kirjainten tilalle "MF".

Yhdenmukaista järjestelmäsi ja lopeta letkuista ja liittimistä huolehtiminen

- 1) Varusta kaikki verenpaineen mittaussaitteet FlexiPort-liittimillä
- 2) Varaa jokaiselle sairaalaan tulevalle potilaalle yksi mansetti
- 3) Kiinnitä kunkin potilaan mansetti suoraan haluamaasi verenpaineen mittaussaitteeseen – huoneesta, kerroksesta ja osastosta riippumatta

Neonatal Soft Disposable Cuffs with Male Luer Slips

Koko	Ympärys	One-Tube (10 pack)	Two-Tube (10 pack)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-Pack	1 of each	5082-241-9	5082-241-10

Lisätiedot, ota yhteys Welch Allyn maahantuojaan (OneMed Oy) tai katso www.welchallyn.com

ONEMED

OneMed Oy
PL 11 Rajatorpantie 41 B
01641 Vantaa
Puh. 020 445 3803

Welch Allyn Customer Services
Navan Business Park, Dublin Road, Navan,
Co. Meath, Republic of Ireland
Tel: +353 46 90 67790 Fax: +353 46 90 67754

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™