



Bracciali monouso per la misurazione della pressione arteriosa **Welch Allyn FlexiPort™**

I vantaggi di una vera standardizzazione in un semplice attacco.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Semplici da ordinare. Semplici da usare. Semplicemente straordinari.

Bracciali monouso per la misurazione della pressione arteriosa Welch Allyn FlexiPort™

I vantaggi di una vera standardizzazione in un semplice attacco.

Pratici, confortevoli e ad un prezzo accessibile, i bracciali monouso per la misurazione della pressione arteriosa Welch Allyn rappresentano la prima scelta per ospedali e cliniche di tutto il mondo sensibili al controllo delle infezioni. La ragione di tale successo risiede nel fatto che Welch Allyn è in grado di offrire alle strutture medico-ospedaliere praticamente qualsiasi tipo di bracciale richiesto con la possibilità di semplificare la gestione del magazzino - che nessun altro fornitore di bracciali è in grado di offrire - grazie al sistema di attacco brevettato FlexiPort.

Con i bracciali monouso FlexiPort, è possibile spostare i pazienti da una stanza all'altra e da un reparto all'altro senza alcun problema. E' sufficiente assegnare un bracciale al paziente al momento dell'accettazione in ospedale, dotare tutti i dispositivi per la misurazione della pressione arteriosa di attacchi FlexiPort, e collegare il bracciale del paziente al dispositivo.

I vantaggi dell'adottare come standard i bracciali monouso per la misurazione della pressione arteriosa Welch Allyn FlexiPort:

- ogni bracciale può essere utilizzato come bracciale a uno o a due tubi
- i numeri di articoli si riducono del 60 per cento, semplificando ordini ed inventario
- disponibilità di qualsiasi misura di bracciale richiesta - dalla più piccola per neonati* fino al cosciale
- riduzione dei rischi di contaminazione crociata

*I bracciali per neonati non sono compatibili con FlexiPort



Il brevetto tecnologico FlexiPort™ consente virtualmente di usare lo stesso bracciale in ogni reparto.

La differenza del monouso

Utilizzando i bracciali monouso è possibile ridurre significativamente i rischi di contaminazione crociata e le relative infezioni.

I bracciali riutilizzabili per la misurazione della pressione arteriosa possono trasmettere batteri come *Klebsiella pneumoniae*, Scabbia Norvegese, *E. cloacae* e *Staphylococcus aureus* - tutti batteri potenzialmente mortali per bambini e adulti allo stesso modo.

I bracciali per la misurazione della pressione arteriosa riutilizzati ripetitivamente rappresentano un vettore primario per la trasmissione di MRSA, che è responsabile del 12% di tutte le infezioni ospedaliere negli Stati Uniti.



Che cos'è FlexiPort?

L'attacco Flexi Port fornisce un unico punto di connessione tra apparecchio e bracciali, facendo di ogni bracciale un bracciale a uno o due tubi.



L'attacco ruotabile riduce lo stress a carico dei tubi del bracciale e dell'attacco, a vantaggio di un maggior comfort del paziente e di una più lunga durata del bracciale.



Codici a colore per una rapida ed accurata identificazione della corretta misura del bracciale.

Conforme a tutte le ultime linee guida cliniche AAMI e AHA per una corretta applicazione del bracciale

Senza cuciture che possono strapparsi o sfilacciarsi.
Materiale morbido, privo di lattice per ridurre al minimo i rischi di reazioni allergiche ed assicurare al paziente il miglior comfort

Capacità unica di collegare e scollegare i tubi rendendo intercambiabili i bracciali a uno o due tubi.

Riduci i numeri di articoli del 60%



L'unica soluzione per una reale standardizzazione

Con FlexiPort, Welch Allyn è l'unica azienda in grado di offrire alle strutture medico ospedaliere una soluzione per una reale standardizzazione dei bracciali. Collegando i tubi ai bracciali, i bracciali mono - paziente FlexiPort non solo facilitano la sostituzione dei bracciali anche per la scelta della misura corretta ma anche permettono di ridurre fino al 60% il numero di articoli, semplificando l'inventario e gli ordini.

Contatta il rappresentante Welch Allyn locale per ulteriori informazioni su come semplificare l'inventario di bracciali con Welch Allyn.

Misura (20 bracciali/scatola)	Gamma	Opzione 1	Opzione 2							
		Collega i suddetti attacchi direttamente ai tubi del tuo strumento di misurazione.	Acquistare i bracciali FlexiPort con tubi e connettori da adattare ai vostri dispositivi di misurazione della pressione arteriosa senza attuare alcuna modifica.							
		Nessun tubo o connettore	A un tubo				A due tubi			
			A vite	Triplice funzione	Locking	A baionetta	A vite	Locking	Triplice funzione & Tubo vuoto	Sistema di gonfiamento
Infante piccolo (6)	7-10 cm	SOFT-06	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Infante (7)	9-13 cm	SOFT-07	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV
Bambino piccolo (8)	12-16 cm	SOFT-08	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV
Bambino (9)	15-21 cm	SOFT-09	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV
Adulto piccolo (10)	20-26 cm	SOFT-10	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV
Adulto (11)	25-34 cm	SOFT-11	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV
Adulto lungo (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV
Adulto grande (12)	32-43 cm	SOFT-12	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV
Adulto grande lungo (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV
Cosciale (13)	40-55 cm	SOFT-13	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV

* Per un attacco maschio e uno femmina, cambiare da "MQ" a "MF" numero di articolo.

Per una reale standardizzazione in tutta la struttura senza più preoccuparsi di tubi e connettori

- 1) Applica a tutti i dispositivi di misurazione della pressione arteriosa gli attacchi FlexiPort
- 2) Assegna un bracciale ad ogni paziente al momento dell'accettazione in ospedale
- 3) Disponi dell'esclusiva possibilità di attaccare i bracciali dei pazienti direttamente a qualsiasi dispositivo di misurazione della pressione arteriosa - di stanza in stanza, di piano in piano e di reparto in reparto

Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante Welch Allyn locale o visita il sito www.welchallyn.com.

Distributore per l'Italia

CORIOS
NETWORK

Corios s.c.
via Della Pace, 14, 20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel: 02 98240506 Fax: 02 98491761

© 2007 Welch Allyn SM2977IT Rev B

Neonatal Soft Disposable Cuffs neonatali con Luer Slips Maschio

Misura	Gamma	Un tubo (10 pacco)	Due tubi (10 pacco)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-Pack	1 of each	5082-241-9	5082-241-10

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]

Welch Allyn European Customer Service
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland
dall'Italia Tel: +39 02 69 682 425 Fax: +39 02 69 633 697