



# Welch Allyn FlexiPort™ blodtrykksmansjetter til engangsbruk

Ekte standardisering i en håndvending.

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

# Enkelt å bestille. Enkelt å bruke. Ganske enkelt forbløffende.

## Welch Allyn FlexiPort™ blodtrykksmansjetter til engangsbruk

Ekte standardisering i en håndvending.

Praktisk, bekvemt, prisgunstig ... Welch Allyn's blodtrykksmansjetter til engangsbruk er det naturlige valget for infeksjonskontrollbevisste sykehus og klinikker verden over. Årsaken til dette er at vi tilbyr så å si alle typer mansjetter en institusjon har behov for, sammen med den særegne muligheten til å forenkle lagerbeholdningen som bare vår patentbeskyttede FlexiPort-kobling kan tilby.

Med FlexiPort-mansjetter til engangsbruk er det enkelt å flytte pasienter fra rom til etasje til etasje og avdeling til avdeling. Alt som trengs, er å gi én mansjett til pasienten når han eller hun ankommer sykehuset, montere FlexiPort-koblinger på alt utstyr og koble pasientens mansjett til utstyret.

## Når du standardiserer med Welch Allyn's FlexiPort blodtrykksmansjetter til engangsbruk, oppnår du følgende fordeler:

- Alle mansjetter kan brukes som mansjett med en eller to slanger
- Delenumre reduseres med inntil 60 prosent, noe som gjør lagerhold og etterbestilling enklere
- Du får alle mansjettstørrelser du trenger – fra den aller minste neonatal\* til lårmansjetter
- Risikoen for krysskontaminering reduseres

\*Neonatalmansjetter er ikke kompatible med FlexiPort



Den patenterte FlexiPort teknologien tillater at man kan benytte den i så å si alle pasientområder.

## Forskjellen med engangsbruk

Ved å gå over til engangsmansjetter kan du i betydelig grad redusere risikoen for krysskontaminering og beslektede infeksjoner.

Blodtrykksmansjetter til flergangsbruk kan overføre bakterier som *Klebsiella pneumoniae*, sarkoptesskabb, *E. cloacae* og gule stafylokokker – potensielt dødelige bakterier for både voksne og barn.

Blodtrykksmansjetter som brukes flere ganger er den viktigste bæreren av MRSA, som er opphavet til 12 % av alle sykehusrelaterte infeksjoner i USA.



## Hva er FlexiPort?

FlexiPort tilpasningen sørger for en-punkts kobling mellom apparatet og mansjettten, som igjen kan gjøre om hvilken som helst enkelt mansjett til en to-punkts mansjett.



Dreibar koblingsport reduserer belastningen på mansjettsslange og port, øker pasientens og komfort og mansjettens slitestyrke



Fargekodning gjør valget av riktig mansjettstørrelse raskt og nøyaktig

Oppfyller alle de nyeste kliniske forskriftene for riktig passform fra AAMI og AHA

Ingen sydde sømmer som kan rakne eller løsne.

Mykt lateksfritt materiale minsker risikoen for allergiske reaksjoner og sikrer komfort for pasienten

Unik mulighet til å veksle mellom å gjøre den om til en en- eller to- slangers mansjett

# Reduser antall delenumre med 60 %



Port-2

Port-1

## Den eneste virkelige standardiseringsløsningen

Med FlexiPort er Welch Allyn det eneste selskapet som kan tilby en virkelig standardiseringsløsning for din institusjon. Ved å koble slangene til mansjetteen, gjøre ikke FlexiPort det bare enklere for pleiepersonalet å finne og bytte om til riktig mansjett, men reduserer også artikkelnumrene med opp til 60 %, dette forenkler lagerhold og etterbestilling.

*Kontakt din nærmeste Welch Allyn-representant hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du forenkler lagerhold av mansjetter med Welch Allyn.*

		Alternativ 1	Alternativ 2							
		Koble de ovennevnte tilpasningene direkte til ditt nåværende apparat	Kjøp FlexiPort-mansjetter med slanger og koblinger som passer til dine blodtryksapparater. Du trenger ikke foreta tilpasninger.							
		Ingen slange eller kobling nødvendig	En slange				To slanger			
Størrelse	Rekkevidde	FlexiPort	Skrue	Trippelfunksjon	Låsing	Bajonett	Skrue	Låsing	Trippelfunksjon og tom slange	Oppblåsning
Små barn (6)	7-10 cm	SOFT-06	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Spedbarn (7)	9-13 cm	SOFT-07	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV
Lite barn (8)	12-16 cm	SOFT-08	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV
Barn (9)	15-21 cm	SOFT-09	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV
Liten voksen (10)	20-26 cm	SOFT-10	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV
Voksen (11)	25-34 cm	SOFT-11	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV
Lang voksen (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV
Stor voksen (12)	32-43 cm	SOFT-12	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV
Stor og høy voksen (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV
Lår (13)	40-55 cm	SOFT-13	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV

\* For en han og en hun kobling, endre "MQ" og "MF" på delenumrene

Få en virkelig standardisert løsning for din institusjon, så trenger du ikke bekymre deg mer for slanger og koblinger

- 1) Monter FlexiPort-koblinger på alle blodtryksapparater
- 2) Gi én mansjett til pasientene når de ankommer sykehuset
- 3) Få den unike muligheten til å feste pasientenes mansjetter direkte på alle blodtrykkapparat, uavhengig av rom, etasje og avdeling

Ta kontakt med nærmeste Welch Allyn-representant eller gå inn på [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com) hvis du ønsker mer informasjon.

Welch Allyn Customer Services  
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Republic of Ireland  
Tel: +353 46 90 67790 Fax: +353 46 90 67754  
[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)

Neonatal\* myke engangsmansjetter med hanluerkobling

Størrelse	Rekkevidde	En slange (10 stk.)	To slanger (10. stk)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-Pack	En av hver	5082-241-9	5082-241-10

\*Neonatale mansjetter har ikke FlexiPort-teknologi

**WelchAllyn**

Advancing Frontline Care™