



## Welch Allyn FlexiPort™

Kompletna i natychmiastowa standaryzacja mankietów do pomiaru ciśnienia

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

# Łatwe do zamówienia. Proste w użyciu. Niewiarygodnie wygodne.

## Zużywalne mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi Welch Allyn FlexiPort™

Kompletna i natychmiastowa standaryzacja.

Poręczne, wygodne i niedrogie mankiety zużywalne do pomiaru ciśnienia krwi Welch Allyn to doskonały wybór dla wszystkich szpitali i przychodni świadomych zagrożeń wynikających z zakażeń szpitalnych. Oferujemy praktycznie wszystkie rodzaje mankietów, jakich używają ośrodki zdrowia, oraz, jak żaden inny dostawca, umożliwiamy uproszczenie procedury zamówień i inwentaryzacji na niespotykaną dotychczas skalę, dzięki zastosowaniu naszego opatentowanego łącznika FlexiPort.

Korzystając z jednorazowych opasek FlexiPort można niezwykle wygodnie przenosić pacjentów z pokoju do pokoju, z piętra na piętro i z oddziału na oddział. Przyjmując pacjenta do szpitala po prostu załóż mu jeden mankieta, wyposaż wszystkie urządzenia w końcówki FlexiPort i podłącz mankieta pacjenta do dowolnego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi.

### Wprowadzając jednorodny standard przy użyciu zużywalnych mankietów do pomiaru ciśnienia krwi Welch Allyn FlexiPort:

- podłączysz każdy mankieta do dowolnego miernika ciśnienia, jedno lub dwuprzewodowego;
- zredukujesz ilość zamawianych akcesoriów o 60%, upraszczając zakup oraz inwentaryzację;
- zamówisz mankiety we wszystkich wymaganych rozmiarach – od najmniejszych - dla noworodków\* do mankietów udowych;
- zmniejszysz ryzyko przenoszenia zakażeń szpitalnych.

\*Opaski dla noworodków oferowane w standardzie tradycyjnym



Opatentowana technologia FlexiPort umożliwia podłączenie tego samego mankietu do dowolnego urządzenia pomiarowego, na dowolnym oddziale, w każdym miejscu gdzie badane jest ciśnienie tętnicze krwi.

### Korzyści z użycia mankietów zużywalnych

Stosując zużywalne mankiety do pomiaru ciśnienia krwi, możesz radykalnie ograniczyć ryzyko przenoszenia zakażeń szpitalnych i pokrewnych infekcji z pacjenta na pacjenta.


Mankiety wielokrotnego użytku mogą przenosić bakterie, takie jak *Klebsiella pneumoniae*, *świerzb norweski*, *E. cloacae* oraz *Staphylococcus aureus* – bakterie potencjalnie śmiertelne dla niemowląt jak i dorosłych.

To właśnie na mankietach wielokrotnego użytku przenoszone są najczęściej bakterie MRSA (*gronkowiec złocisty*) – odpowiedzialne za 12% wszystkich infekcji szpitalnych w Stanach Zjednoczonych.



## Co to jest FlexiPort?

FlexiPort to uniwersalne złącze pomiędzy przewodami i mankietami do pomiaru ciśnienia, umożliwiające podłączenie dowolnego mankietu typu FlexiPort do dowolnych urządzeń do pomiaru ciśnienia – jedno lub dwu przewodowych.



Obrotowy łącznik przewodu z mankietem redukuje naprężenia między przewodem i mankietem zwiększając trwałość mankietu oraz poprawiając wygodę pacjenta



Rozmiary mankietów są oznaczane różnymi kolorami, co ułatwia szybki wybór właściwego rozmiaru. Materiał mankietów nie zawiera lateksu, co eliminuje ryzyko reakcji alergicznych.

Mankiety spełniają wszystkie najnowsze wytyczne kliniczne AAMI i AHA dotyczące właściwego dopasowania rozmiarów.

Mankiet bez sztywnych szwów podatnych na rozerwanie lub strzępienie.

Miękki, nie zawierający lateksu materiał eliminuje ryzyko reakcji alergicznych i gwarantuje maksymalną wygodę pacjenta.

Unikalna możliwość przyłączania i odłączania różnych przewodów umożliwia podłączenie tego samego mankietu do urządzeń jedno i dwuprzewodowych.

# 60% mniej kodów i zamawianych akcesoriów



## Jedyny sposób na standaryzację mankietów w szpitalu

Dzięki systemowi FlexiPort, Welch Allyn jest jedyną firmą oferującą Twojemu ośrodkowi zdrowia kompletne rozwiązanie w zakresie standaryzacji stosowanych mankietów do pomiaru ciśnienia krwi. Możliwość przyłączania różnych rodzajów przewodów do jednorazowych mankietów FlexiPort nie tylko ułatwia dobór właściwego mankieta lub jego wymianę, ale także umożliwia zmniejszenie liczby nabywanych akcesoriów i części aż o 60%. To znaczne uproszczenie procedur zamawiania i inwentaryzacji mankietów przez ośrodek zdrowia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości uproszczenia inwentaryzacji mankietów dzięki rozwiązaniom firmy Welch Allyn, skontaktuj się ze swoim regionalnym przedstawicielem handlowym.

		Opcja 1	Opcja 2							
		Podłącz wyżej pokazane końcówki FlexiPort bezpośrednio do przewodów w stosowanych miernikach ciśnienia.	Zamów mankiety FlexiPort z przewodami i odpowiednimi złączkami, aby dopasować je do Twoich urządzeń do pomiaru ciśnienia krwi, bez dokonywania żadnych zmian.							
		Nie wymaga zamawiania przewodów i złączek	Jednoprzewodowy				Dwuprzewodowy			
Rozmiar (20 opasek/karton)	Zakres	FlexiPort	Wkręt	Służący do trzech celów	Kółko	Wtyczka	Wkręt	Kółko	Służący do trzech celów Pusty przewód	Układ nadmuchiwania
Niemowlęcy mały (6)	7-10 cm	SOFT-06	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Niemowlę (7)	9-13 cm	SOFT-07	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV
Dziecięcy mały (8)	12-16 cm	SOFT-08	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV
Dziecięcy (9)	15-21 cm	SOFT-09	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV
Dorosły mały (10)	20-26 cm	SOFT-10	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV
Dorosły (11)	25-34 cm	SOFT-11	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV
Dorosły długi (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV
Dorosły duży (12)	32-43 cm	SOFT-12	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV
Dorosły duży długi (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV
Udowy (13)	40-55 cm	SOFT-13	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV

\* Aby wybrać jedną męską i jedną żeńską końcówkę, zmień oznaczenie w kodzie zamówienia z „MQ” na „MF”

Dokonując standaryzacji w swoim ośrodku zdrowia w systemie FlexiPort, przestaniesz martwić się o właściwy dobór przewodów i złączek do mankietów.

- Wyposaż wszystkie urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi w końcówki FlexiPort.
- Przyjmując pacjenta do szpitala przydziel mu jeden mankieta na cały czas pobytu.
- Umożliwisz podłączenie dowolnego mankieta FlexiPort na ramieniu Twoich pacjentów do dowolnego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi – w każdym gabinecie, na wszystkich piętrach i oddziałach.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim regionalnym przedstawicielem handlowym Welch Allyn lub odwiedź stronę internetową [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com).

Miękkie mankiety noworodkowe zużywalne z końcówką męską typu Luer

Rozmiar	Obwód	Jeden Przewód (10 szt)	Dwa Przewody (10 szt)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-Pack	po 1 szt z modeli	5082-241-9	5082-241-10