



Braçadeiras descartáveis para medição da pressão arterial **FlexiPort™** da Welch Allyn

Uniformização genuína imediata.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Encomenda fácil. Utilização fácil. Simplesmente fantástico.

Braçadeiras descartáveis para medição da pressão arterial FlexiPort™ da Welch Allyn

Uniformização genuína imediata.

Convenientes, confortáveis, a um preço acessível, as braçadeiras descartáveis para medição da pressão arterial da Welch Allyn constituem a melhor escolha para os hospitais e clínicas em todo o mundo, cientes da necessidade de controlo de infecções. Assim é porque, com o nosso conector patenteado FlexiPort, oferecemos praticamente todos os tipos de braçadeiras que uma instituição pode necessitar juntamente com a possibilidade de simplificar o inventário, como nenhum outro fornecedor de braçadeiras o faz.

Com as braçadeiras descartáveis FlexiPort, é fácil mover os pacientes de um quarto para outro, de andar para andar e de departamento para departamento. Basta atribuir uma braçadeira ao paciente quando é admitido no hospital, instalar as conexões FlexiPort em todos os equipamento e ligar a braçadeira do paciente ao equipamento.

Quando a utilização das braçadeiras descartáveis para medição da pressão arterial FlexiPort da Welch Allyn for uniformizada

- Cada braçadeira pode ser utilizada como uma braçadeira de um ou dois tubos
- O número de referências é reduzido em cerca de 60 %, facilitando a encomenda e simplificando o inventário
- Tem todos os tamanhos de braçadeira de que necessita – desde o tamanho mais pequeno para neonato* até braçadeiras para a coxa
- Diminui o risco de contaminação cruzada

*As braçadeiras para neonatos não são compatíveis com FlexiPort



A tecnologia patenteada FlexiPort permite que uma braçadeira funcione em praticamente todas as áreas de cuidados de pacientes.

A diferença descartável

Adoptando braçadeiras descartáveis, pode diminuir de forma significativa o risco de contaminação cruzada e de infecções relacionadas.


As braçadeiras reutilizáveis para medição da pressão arterial podem transportar bactérias como *Klebsiella pneumoniae*, *Norwegian scabies*, *E. cloacae* e *Staphylococcus aureus*—bactérias potencialmente fatais tanto para bebés como para adultos.

As braçadeiras de pressão arterial que são reutilizadas várias vezes constituem um dos principais portadores de SAMR (*Staphylococcus aureus* metilino-resistente), que é responsável por 12% de todas as infecções hospitalares nos Estados Unidos.



O que é FlexiPort?

FlexiPort é um sistema único de conexão entre equipamentos e braçadeiras que possibilita que qualquer braçadeira possa ser usada tanto com um ou dois tubos.



Um conector rotativo diminui as forças exercidas nos tubos e conexões da braçadeira, melhorando o conforto do paciente e a durabilidade da braçadeira



Codificação por cores para uma selecção rápida e exacta do tamanho correcto da braçadeira.

Satisfaz todas as directrizes clínicas mais recentes para uma adaptação correcta de acordo com AAMI e AHA.

Sem bainhas cosidas para rasgar ou esfiapar.

O material flexível, sem látex, minimiza o risco de reacções alérgicas e assegura o conforto do paciente.

Capacidade única de ligar e desligar tubos permitindo a possibilidade de troca de braçadeiras com um ou com dois tubos.

Reduza o número referências em cerca de 60%



2 Saídas

1 Saída

A única solução de uniformização genuína

Com FlexiPort, a Welch Allyn é a única empresa que oferece aos seus serviços uma solução de uniformização genuína de braçadeiras. Através da ligação dos tubos na braçadeira, as braçadeiras descartáveis FlexiPort não só facilitam o trabalho dos profissionais de saúde para seleccionar e mudar a braçadeira correcta, como também diminuem o número de referências em cerca de 60%, simplificando o inventário e a encomenda.

Contacte o seu representante de vendas local da Welch Allyn para mais informações sobre como simplificar o inventário de braçadeiras.

		Opção 1	Opção 2							
		Coloque as conexões acima directamente nos tubos do equipamento existente	Compre braçadeiras FlexiPort com tubos e conectores que se adaptem aos seus equipamentos de pressão arterial sem ter de fazer alterações.							
		Não são necessários tubos nem conectores	Um tubo				Dois tubos			
Tamanho (20 braçadeiras/estoujo)	Rango	FlexiPort	Rosca	Tri-Purpose	Locking	Bayonet	Rosca	Locking	Tri-Purpose & Empty tube	Sistema de insuflação
Recém-nascido (6)	7-10 cm	SOFT-06	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Bebé (7)	9-13 cm	SOFT-07	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV
Criança pequena (8)	12-16 cm	SOFT-08	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV
Criança (9)	15-21 cm	SOFT-09	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV
Adulto pequeno (10)	20-26 cm	SOFT-10	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV
Adulto (11)	25-34 cm	SOFT-11	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV
Adulto longo (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV
Adulto grande (12)	32-43 cm	SOFT-12	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV
Adulto grande e longo (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV
Coxa (13)	40-55 cm	SOFT-13	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV

* Para uma conexão locking macho e fêmea mude "MQ" a "MF" nos números de referência.

Uniformize a sua instituição de forma genuína e deixe de se preocupar com tubos e conectores.

- 1) Equipe todos os equipamentos de pressão arterial com acessórios FlexiPort
- 2) Atribua uma braçadeira aos pacientes na altura em que são admitidos no hospital
- 3) Tenha a capacidade única de ligar as braçadeiras dos pacientes directamente a todos os equipamentos de pressão arterial – de quarto para outro, de andar para andar e de departamento para departamento.

Braçadeiras neonatais Soft com Luer Slips macho

Tamanho	Rango	Um Tubo (pack de 10)	Dois Tubos (pack de 10)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-Pack	1 de cada	5082-241-9	5082-241-10

Para mais informações, contacte o seu representante local da Welch Allyn ou visite-nos no site www.welchallyn.com.

Welch Allyn Customer Services
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Republic of Ireland
Tel: +353 46 90 67790 Fax: +353 46 90 67754
www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™